



Crioetichette, tipo 5040

Crioetichette, tipo 5040. Materiale resistente a basse temperature, non si deforma, in tela. Ideali per la marcatura delle criobox. Confezione di vendita: 10 fogli da 20 etichette.



Code	Description	Packaging
LLG09400976	Crioetichette tipo 5040, largh. 50 mm, altezza 25 mm	200 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

