



Ciotoline per auto analizzatori Technicon®

BRAND

Ciotoline per auto analizzatori Technicon®

In PS. Fondo conico. Trasparente. Per l'analisi automatica con autoanalyser.



Code	Description	Packaging
LLG09401531	Ciotoline per auto analizzatori Technicon®, Volume 4.0 ml, Diam. superiore 17.0 mm, Ø base 13.3 mm, Fondo conico, Altezza 38.0 mm	1000 pz
LLG09401532	Ciotoline per auto analizzatori Technicon®, Volume 2.0 ml, Diam. superiore 14.8 mm, Ø base 12.8 mm, Fondo conico, Altezza 24.9 mm	1000 pz
LLG09401533	Ciotoline per auto analizzatori Technicon®, Volume 1.5 ml, Diam. superiore 15.0 mm, Ø base 12.2 mm, Fondo conico, Altezza 22.7 mm	1000 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

