

**PCR- Cryobox per provette****Bel-Art Products**

PCR-Cryobox per provette. Studiate per entrare in un rack standard da 53 mm per congelatore. Queste scatole a 144 posti per provette PCR sono in grado di alloggiare individualmente provette o strisce PCR da 0,2ml.

- Per conservazione in congelatori ULT a temperature al di sotto di -86°C
- Durevoli e impermeabili all'umidità
- Coperchio e base in policarbonato chiaro e indice alfanumerico che rendono semplice identificare i campioni nella scatola
- Si possono impilare due scatole ed inserirle insieme in uno spazio, all'interno di un rack da 53 mm, se si usano provette PCR con tappo piatto



Code	Description	Packaging
LLG09401095	criobox per provette per PCR, 144 provette da 0,2mL	5 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

