



Conduttimetro Seven2Go™ S3. Modello portatile per misure di conducibilità routinarie.

- Nuova e intuitiva struttura del menù con rapida e semplice navigazione T-Pad
- Design robusto con protezione IP67 per uso in ambienti duri ed esigenti
- Funzionalità Intelligente Sensore (ISM®) che riduce i rischi e gli errori
- Semplice calibrazione su 1 punto con opzione di inserimento manuale della costante di cella
- 3 standard predefiniti e 1 standard a scelta
- Registrazione del punto finale automatica, manuale e dipendente dal tempo
- Memorizzazione fino a 200 data point
- Alimentazione: 4 x 1.5V AA o accumulatore 1.3V NiMH

Forniti con:

S3-Meter: include strumento, clip elettrodo, istruzioni operative, guida rapida, certificato di test, dichiarazione di conformità e batterie

S3-Standard kit: come S3-Meter e inoltre con InLab 738-ISM e sacchetti di standards conducibilità 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ e 12.88 mS/cm.

S3-Field kit: come S3-Standard kit: e inoltre con bottiglie per calibrazione e valigetta di trasporto uGo™

S3-Bioethanol kit: come S3-Field kit e inoltre con InLab 725 al posto di InLab 738-ISM.

Caratteristiche

Conducibilità

Range di misura: 0.010 $\mu\text{S}/\text{cm}$... 500mS/cm

Risoluzione: 0.001 ... 1 (auto-range)

Accuratezza: $\pm 0.5\%$

Temperatura

Range di misura: -5.0 ... +105.0°C

Risoluzione: 0.1°C

Accuratezza: $\pm 0.2^\circ\text{C}$

TDS (Solidi Totali Disciolti)

Range di misura: 0.01mg/l ... 300g/l

Risoluzione: 0.01 ... 1 (auto-range)



Accuratezza: $\pm 0.5\%$
Resistenza specifica
Range di misura: 0.01 ... 100.0MWcm
Salinità
Range di misura: 0.01 ... 42psu
Conducibilità cenere
Range di misura: 0.01 ... 2022%
Dimensioni (L x P x H): 222 x 70 x 35mm

Code	Description	Packaging
LLG06265250	Kit Seven2Go Conductivity-S3-Bioethanol-Kit, con InLab 725;	1 pz.
LLG06265249	Kit Seven2Go Conductivity-S3-Field-Kit, con InLab 738-ISM;	1 pz.
LLG06265247	Unità base Seven2Go Conductivity meter S3;	1 pz.
LLG06265248	Kit Seven2Go conductivity-S3-Standard-Kit, con InLab 738-ISM;	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

