


**Lacci di chiusura per sacchetti Quick-Lock****Württ. Allplastik**

Lacci di chiusura per sacchetti Quick-Lock. Colori base: Polietilene naturale e rosso, rotondo, possono essere riaperti. Altri colori disponibili a richiesta.



| Code        | Description                                                           | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09404184 | Lacci di chiusura per sacchetti, in plastica, lungh. 180 mm, Ø 3,5 mm | 1000 pz   |
| LLG09404186 | Lacci di chiusura per sacchetti, in plastica, lungh. 240 mm, Ø 3,9 mm | 1000 pz   |
| LLG09404182 | Lacci di chiusura per sacchetti, in plastica, lungh. 120 mm, Ø 3,5 mm | 1000 pz   |
| LLG06235096 | Lacci di chiusura per sacchetti, in plastica, lungh. 320 mm, Ø 4,4 mm | 1000 pz   |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

