


**Lacci di chiusura per sacchetti Quick-Lock****Württ. Allplastik**

Lacci di chiusura per sacchetti Quick-Lock. Colori base: Polietilene naturale e rosso, rotondo, possono essere riaperti. Altri colori disponibili a richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG09404184	Lacci di chiusura per sacchetti, in plastica, lungh. 180 mm, Ø 3,5 mm	1000 pz
LLG09404186	Lacci di chiusura per sacchetti, in plastica, lungh. 240 mm, Ø 3,9 mm	1000 pz
LLG09404182	Lacci di chiusura per sacchetti, in plastica, lungh. 120 mm, Ø 3,5 mm	1000 pz
LLG06235096	Lacci di chiusura per sacchetti, in plastica, lungh. 320 mm, Ø 4,4 mm	1000 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

