



## Nastro isolante PTFE

Nastro isolante PTFE. Per avvolgere raccordi e filettature, quale guarnizione, oppure avvolto attorno agli oggetti come protezione; resistente a sostanze chimiche aggressive e temperature da -150 a +260°C. Nessuna contaminazione. Punto di giunzione facilmente identificabile anche dopo un funzionamento continuo. In rotolo.



Code	Description	Packaging
LLG09404952	Nastro isolante PTFE, largh. 12,8 mm, lungh. 670 cm, spessore 0,1 mm	1 pz
LLG09404955	Nastro isolante PTFE, largh. 24,0 mm, lungh. 670 cm, spessore 0,1 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

