

**Guanti in lattice Manufix® Sensitive e Powdered per uso medico****B. Braun**

Guanti in lattice Manufix® Sensitive e Powdered per uso medico. Non sterili. Monouso. Ambidestri. Disponibili con e senza polvere. In lattice trasparente. Resistenti alla maggior parte dei solventi. Confezione da 100 guanti. Cat. III bassa resistenza alle sostanze chimiche. Senza polvere: In conformità con ASTM F1671-07 (Penetrazione batterica) ed EN 374. Dispositivi di protezione individuale categoria III in accordo con 89/686/EEC e EN 420. Adatti per l'industria alimentare.



Code	Description	Packaging
LLG09405205	Guanti per analisi monouso MANUFIX, misura S (6-7), senza polvere	100 pz.
LLG09405206	Guanti per analisi monouso MANUFIX, misura M (7-8), senza polvere	100 pz.
LLG09405207	Guanti per analisi monouso MANUFIX, misura L (8-9), senza polvere	100 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

