

**Autoclavi da banco CertoClav 12L/18L****CertoClav**

Autoclavi da banco CertoClav 12L/18L. Le autoclavi da banco CertoClav sono la soluzione completa di autoclavaggio per piccoli laboratori o un'aggiunta flessibile alle autoclavi di grosso volume. Grazie al loro design salva-spazio possono essere collocate direttamente sul banco di laboratorio. Ideali per la preparazione di campioni di colture, per la sterilizzazione di strumenti e scarti e per test qualitativi, come il test HAST. CertoClav Essential: autoclave per sterilizzazione a 121°C (periodo memorizzato 15 min.). Altre temperature/tempi a richiesta (costo aggiuntivo). Controllata da microprocessore con controllo automatico del processo e ventilazione frazionata. Disponibile nei volumi da 12 o 18 litri. Ingresso per stampante CertoClav (cod. LLG09842033).

CertoClav Classic:

L'autoclave da laboratorio robusta, testata nel tempo, presente da più di 50 anni. Controllata tramite una valvola di precisione e un termostato. Include il timer.

Modello standard con alternativamente 125°C/140°C.

Modello alternativo con 115°C/121°C

CertoClav MultiControl 2:

Autoclave con controllore programmabile liberamente (da temp. ambiente a 140°C). Programmi standard pre-installati per sterilizzazione. L'unità di controllo ha un'uscita per la stampante CertoClav (Cod. LLG09842033) e una porta USB per collegamento a PC. Include la versione base del software PC per monitoraggio dei dati (è richiesta una licenza professionale per programmi con funzioni avanzate).

CertoClav MultiControl 2 Touch: come il modello CertoClav MultiControl 2, ma con schermo touch ad alta risoluzione. Tutte le funzioni sono spiegate tramite video sulla macchina.

Virtualmente non serve nessun training per i nuovi utilizzatori. Conformità con le richieste di documentazione della normativa GLP possibile tramite CertoCloud, dove sono immagazzinate per 10 anni tutte le informazioni e i dati dei cicli, ai quali è possibile accedere da ogni browser web. Nell'acquisto sono inclusi 6 mesi gratuiti di utilizzo del CertoCloud.

CertoClav Connect:

Autoclave da laboratorio completamente automatica con schermo touch da 7" ad alta risoluzione e interfaccia utilizzatore intuitiva. Temperatura massima di sterilizzazione 140°C. Tutte le funzioni di utilizzo sono spiegate sulla macchina tramite video. Virtualmente non serve nessun training per i nuovi utilizzatori. Conformità con le richieste di documentazione della normativa GLP possibile tramite CertoCloud, dove sono immagazzinate per 10 anni tutte le informazioni e i dati dei cicli, ai quali è possibile accedere da ogni browser web. Nell'acquisto sono inclusi 6 mesi gratuiti di utilizzo del CertoCloud. La costruzione corrisponde alle autoclavi classe N e alla classe S (liquidi) conformi EN 13060.

CertoClav CultureMedia:

Autoclave completamente automatica per la preparazione sterile di campioni di colture con contenitore e agitatore integrato da 10 litri e sensore campione. Schermo touch da 7" ad alta risoluzione e interfaccia utilizzatore intuitiva (come CertoClav Connect).

Tutti i modelli:

Certificati TUEV. Marchio CE. Acciaio inossidabile (modello Essential in alluminio). Non richiedono collegamento all'acqua. 1300Watt (Essential 1900 Watt), 230V, 50-60Hz. Procedura di ventilazione: processo flusso. L'aspetto effettivo può discostarsi dalla foto. Made in Austria.

Code	Description	Packaging
LLG09842028	CERTOCLAV Classic 18 litri	1 pz.
LLG09842029	CERTOCLAV Classic altern valve 18 litri;	1 pz.
LLG09842031	CERTOCLAV Connect,18 litri;	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

