



## Cucchiaino per alimenti SteriPlast®, PS, blu

Il cucchiaino per alimenti SteriPlast®, in polistirene, è prodotto in camera bianca classe 7 (1,000), confezionato individualmente per uso singolo e quindi sterilizzato a raggi gamma. E' disponibile in due misure, 2.5ml (simile ad un cucchiaino da te) e 10 ml (simile ad un cucchiaino da tavola), ed è ideale per campionare polveri, granulati, paste e fluidi. La tonalità di blu utilizzata non esiste in natura nei prodotti alimentari. Grazie a questo, il cucchiaino o parte di esso possono essere rintracciati e facilmente identificati tramite un controllo visivo, nel caso vengono miscelati al momento della produzione. I cucchiaini rintracciabili hanno uno speciale additivo nel materiale che li rende visibili al metal detector o ai raggi X. E' possibile quindi eliminarli con i sistemi standard per il controllo dei corpi estranei, anche se sono fatti di plastica.



| Code        | Description  | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06284571 | Cucchiario SteriPlast®, PS, blu, rilevabile, 2,5 ml, Lungh. 127 mm                                     | 100 pz.   |
| LLG06284561 | Cucchiari monouso per alimenti SteriPlast®, PS, Identificazione visiva , Capacità 10 ml, Lungh. 170 mm | 100 pz    |
| LLG06284572 | Cucchiario SteriPlast®, PS, blu, rilevabile, 10 ml, Lungh. 170 mm                                      | 100 pz.   |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

