

**Misuratore di ossigeno disciolto Seven2Go pro S9**

Mettler-Toledo Online

Misuratore di ossigeno disciolto Seven2Go™ pro S9. Modello portatile professionale per misure di ossigeno disciolto.

- Nuova e intuitiva struttura del menù con rapida e semplice navigazione T-Pad
- Design robusto con protezione IP67 per uso in ambienti duri ed esigenti
- Funzionalità Intelligente Sensore (ISM®) che riduce i rischi e gli errori
- Nuovo schermo a prova di luce solare che garantisce leggibilità anche con luce diretta
- Nuova luce-stato che fornisce una rapida conferma visiva, mostrando se lo strumento è pronto oppure no per misurare
- Supporto operativo in 12 lingue con informazioni in parole e frasi complete
- Fino a 2 punti di calibrazione ed una scelta di 2 standard per ossigeno predefiniti
- Registrazione del punto finale automatica, manuale e dipendente dal tempo
- Memorizzazione fino a 2000 data point GLP con connessione impermeabile Micro-USB per esportazione dati
- Alimentazione: 4 x 1.5V AA o accumulatore 1.3V NiMH

Forniti con:

S9-Meter: include strumento, LabX diretto pH, cavo USB, clip elettrodo, accessori base, istruzioni operative, guida rapida, certificato di test, dichiarazione di conformità e batterie

S9-Standard kit: come S9-Meter e inoltre con InLab OptiOx e tavolette punto zero

S9-Field kit: come S9-Standard kit e inoltre con bottiglie per calibrazione, valigetta di trasporto uGo™ e InLab OptiOx con guaina protettiva

S9-BOD kit: come S9-Field kit e inoltre con InLab OptiOx (senza guaina protettiva), adattatore BOD e nota applicativa

Caratteristiche

OD Saturazione

Range di misura: 0.1 ... 500.0%

Risoluzione: 0.1



Accuratezza: $\pm 10\%$
 Temperatura
 Range di misura: 0.0 ... 50.0°C
 Risoluzione: 0.1°C
 Accuratezza: $\pm 0.1^\circ\text{C}$
 Ossigeno disciolto
 Range di misura: 0.01 ... 50.00mg/L (ppm)
 Risoluzione: 0.01
 Accuratezza: $\pm 0.1\text{mg/L}$ nel range 0 ... 8mg/L $\pm 0.2\text{mg/L}$ nel range 8 ... 20mg/L $\pm 10\%$ nel range 20 ... 50mg/L
 Pressione
 Range di misura: 500 ... 1100mbar
 Risoluzione: 1
 Accuratezza: $\pm 2\%$
 Dimensioni (L x P x H): 222 x 70 x 35mm

Code	Description	Packaging
LLG06265266	Seven2Go RDO-S9-BOD-Kit;	1 pz.
LLG06265265	Seven2Go RDO-S9-Field-Kit;	1 pz.
LLG06265263	Seven2Go RDO-meter S9;	1 pz.
LLG06265264	Seven2Go RDO-S9-Standard-Kit;	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

