

**Bagni ad acqua PURA™****Julabo****Bagni ad acqua PURA™**

Uso flessibile per tutti gli scopi di ricerca e controllo di qualità. Tutti i bagni ad acqua PURAä (tranne PURAä 4) dispongono di una vite di scarico integrata. Il display a LED bianco luminoso e di facile lettura è chiaramente visibile, anche a distanza. Con impugnature laterali integrate per un facile trasporto e piedini in gomma antiscivolo per una posizione sicura. È possibile utilizzare l'intera superficie interna dei bagni ad acqua, in quanto non vi sono elementi di installazione all'interno.

- Piattaforma inclusa
- Timer integrato
- Intervallo di temperatura di lavoro da 18 a 99,9 °C (con contro-raffreddamento / coperchio vasca)
- Disponibili modelli con volume di riempimento da 0,8 a 36 litri
- Precisione ad alta temperatura di 0,15 °C
- Display luminoso con tastiera a membrana
- A prova di spruzzi
- Protezione integrata da funzionamento a secco



**Si prega di ordinare separatamente il coperchio per la vasca.**  
**Alimentazione: 230 V, 50 ... 60 Hz**



Code	Description	Packaging
LLG04667880	Tipo PURA™ 4 Capacità 4,5 litri Dim. interne(L x P x H) 120x 14 x 270 mm Dim. esterne(L x P x H) 210 x 350 x 220 mm	1 pz
LLG04667881	Tipo PURA™ 10 Capacità 9,5 litri Dim. interne(L x P x H) 220 x 140 x 270 mm Dim. esterne(L x P x H) 310 x 350 x 220 mm	1 pz
LLG04667882	Tipo PURA™ 14 Capacità 14 litri Dim. interne(L x P x H) 330 x 140 x 270 mm Dim. esterne(L x P x H) 420 x 350 x 220 mm	1 pz
LLG04667883	Tipo PURA™ 22 Capacità 25,5 litri Dim. interne(L x P x H) 550 x 180 x 270 mm Dim. esterne(L x P x H) 640 x 350 x 260 mm	1 pz
LLG04667884	Tipo PURA™ 30 Capacità 36 litri Dim. interne(L x P x H) 770 x 180 x 270 mm Dim. esterne(L x P x H) 860 x 350 x 260 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

