



Raschietto per alimenti SteriPlast®, PS, blu

Il raschietto per alimenti SteriPlast®, in polistirene, è prodotto in camera bianca classe 7 (1,000), confezionato individualmente per uso singolo e quindi sterilizzato a raggi gamma. Raschietto comodo e conveniente per raschiare via, lisciare o pulire oltre che per rimuovere residui. La tonalità di blu utilizzata non esiste in natura nei prodotti alimentari. Grazie a questo, il raschietto o parti di esso possono essere rintracciate e facilmente identificate tramite un controllo visivo, nel caso vengono miscelati al momento della produzione. I raschietti rilevabili hanno uno speciale additivo nel materiale che li rende visibili al metal detector o ai raggi X. E' possibile quindi eliminarli con i sistemi standard per il controllo dei corpi estranei, anche se sono fatti di plastica.



Code	Description	Packaging
LLG06284573	Raschietto SteriPlast®, PS, blu, rilevabile, Largh. 80 mm, Lungh. 200 mm	10 pz.
LLG06284562	Raschietto SteriPlast®, PS, blu, ident.visiva, Largh. 80 mm, Lungh. 200 mm	10 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

