

**Bagnimaria con agitazione LSB Aqua Pro****Grant**

Bagnimaria con agitazione LSB Aqua Pro. - Meccanismo di scuotimento lineare affidabile per risultati concreti- Eccellente uniformità e stabilità termica di  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ - Comandi semplici, chiari, display luminoso- Tecnologia Set and Forget# - controllo accurato della temperatura e preriscaldamento veloce- Ampia scelta di vassoi per un'ampia varietà di contenitori. I Vassoi vengono venduti separatamente- Discreto accoppiamento magnetico del meccanismo di scuotimento che massimizza l'area di lavoro- Avanzata protezione da avvio / funzionamento a secco - previene costose riparazioni



Code	Description	Packaging
LLG06264684	Bagno-maria con agitazione LSB12 linear, 12 L, 5/99°C digital, c/coperchio	1 pz.
LLG06264685	Bagno-maria con agitazione LSB18 linear, 18 L, 5/99°C digital, c/coperchio	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

