

**Spatole monouso LaboPlast/SteriPlast, PS/PE verde, bianche****Bürkle**

Spatole monouso LaboPlast/SteriPlast, PS o in Green PE per tipo Bio. Bianche. Le spatole LaboPlast e SteriPlast in polistirene, sono prodotte in camera bianca e confezionate individualmente per uso singolo. Le spatole LaboPlast Bio e SteriPlast Bio sono in Green PE, prodotte in camera bianca e confezionate singolarmente per necessità singole. I prodotti Bio LaboPlast sono interamente prodotti da risorse rinnovabili. Grazie al loro lungo, ergonomico e solido manico e alla lama appuntita, possono essere facilmente infilate in sacchetti di carta e plastica. Le spatole sono ideali per campionamento di polveri, granuli e paste. Sono anche disponibili con coperchio trasparente per chiuderle immediatamente dopo la procedura di campionamento, per ottenere un campione sicuramente sterile e privo di contaminazioni. In aggiunta, le spatole SteriPlast sono sterilizzate a raggi gamma. Confezionate individualmente. Produzione, assemblaggio e confezionamento secondo camera bianca classe 7 (10.000). Conformi alle linee guida per alimenti EU e FDA.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06265035 | Spatola Laboplast lungh. 263 mm, senza coperchio; | 10 pz. |
| LLG06265036 | Spatola Laboplast lungh. 268 mm, con coperchio; | 10 pz. |
| LLG06265047 | Spatola Steriplast lungh. 263mm, senza coperchio, sterile | 10 pz |
| LLG06265048 | Spatola Steriplast lungh. 268mm, con coperchio, sterile; | 10 pz. |
| LLG06265061 | Spatola Steriplast Bio lungh. 263mm, senza coperchio, sterile, in PE verde; | 10 pz |
| LLG06265062 | Spatola Laboplast Bio lungh. 263 mm, senza coperchio, in PE verde; | 10 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

