

**Connettori a Y, PP****Bohlender**

Connettori a Y, PP.

Forma a Y, con 3 olive, per il collegamento di tubi elastici.

- Resistente alle temperature da 0 a 110 °C.
- Buona resistenza chimica.



Code	Description	Packaging
LLG04681665	Connettori a Y, PP, Per tubo Ø interno 6,0 mm, Ø Foro 4.8 mm, Lungh. 48.5 mm, Largh. 35 mm	1 pz
LLG04681666	Connettori a Y, PP, Per tubo Ø interno 9,0 mm, Ø Foro 7.5 mm, Lungh. 59 mm, Largh. 54.5 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

