

**Agitatore a pala, acciaio inossidabile 1.4571****IKA**

Agitatore a pala, acciaio inossidabile 1.4571. Genera un flusso radiale. Aspirazione del prodotto da miscelare dalla parte superiore e inferiore. Per l'aerazione di campioni a bassa viscosità e per omogeneizzare solidi in liquidi. Utilizzato a velocità medio-alte.



Code	Description	Packaging
LLG06265598	Agitatore a lame R 3004 Ø 30mm, lungh. 359mm	1 pz.
LLG06265700	Blade stirrer R 3004.2	1 pz.
LLG06265599	Agitatore a lame R 3004.1 Ø 50mm, lungh. 565mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

