

**Siringhe monouso Injekt Solo, 2 pezzi****B. Braun**

Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi. Graduazioni in ml per dosaggio volume, la scala si estende oltre il volume nominale

Materiale:

Corpo: Polipropilene

Pistone: Polietilene

Corpo altamente trasparente con pistone verde e graduazioni nere per leggibilità ideale, marcatura permanente. Arresto pistone di sicurezza per poterlo tirare facilmente fino al volume massimo. Prive di silicone. Luer Slip per inserimento ago, centrico od eccentrico o cono Luer Lock, centrico. Prive di Lattice e PVC. Sterili, confezionate singolarmente o non sterili sfuse. Prodotte secondo EN ISO 7886-1.



Code	Description	Packaging
LLG06085876	Siringhe monouso Injekt Solo, 2 pezzi, 2ml, Luer slip, centrato, Grad.0,1ml	1000 pz.
LLG06702740	Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, Capacità 20 ml, Attacco tipo Luer lock, centrato, Divisione 1 ml, sterile, confezionate singolarmente	100 pz
LLG07630593	Siringa monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 5 ml, Attacco tipo Luer lock, centrato, Divisione 0,2 ml, sterile, conf. sing.	100 pz
LLG04666000	Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 10 ml	2000 pz.
LLG04666001	Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 20 ml - ATTENZIONE! Minimo ordine 10 pz o multipli di 10 pz	100 pz.
LLG06078449	Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 10 ml, Attacco tipo Luer slip, eccentrico, Divisione 0,5 ml, sterile, conf. sing.	100 pz
LLG06088819	Siringhe monouso Injekt Solo, 2 pezzi, 10ml Luer slip eccentrico Grad.0,5ml	1000 pz.
LLG06307167	Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, Capacità 2 ml, Attacco tipo Luer lock, centrato, Divisione 0,1 ml, sterili, confezionate singolarmente	100 pz
LLG06087416	Siringhe monouso Injekt Solo, 2 pezzi, 5 ml, Attacco tipo Luer slip, eccentrico, Grad. 0,2 ml, non sterili, sfuse	1000 pz
LLG06302682	Siringa, 2 pz, 5 ml, Luer slip, Grad. 0,20 ml, sterile, conf. Sing.	100 pezzi

