

**Agitatore per bottiglie Reax 20****Heidolph**

Agitatore per bottiglie Reax 20.

- Agitatore per 4, 8 o 12 bottiglie
- Impostazione e regolazione in continuo della velocità di agitazione con manopola di controllo analogica da 1 a 16 rpm, ideale per analisi acque di scarico. Conforme DIN38414-4. Altre velocità di rotazione disponibili a richiesta, ad esempio da 0,5 a 8rpm o da 2 a 32 rpm
- Inserimento facile e veloce delle bottiglie
- Altre bottiglie con altezza da 160 a 290 mm e diam. max. 136 mm possono essere utilizzate con un piatto accessorio



Code	Description	Packaging
LLG09839805	Agitatore per bottiglie Reax 20 / 4, dim. 490x520x465 h mm	1 pz.
LLG09839806	Agitatore per bottiglie Reax 20 / 8 , dim. 770x520x465 h mm	1 pz.
LLG09839807	Agitatore per bottiglie Reax 20 / 12 , dim. 1050x520x465 h mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

