

**Elettrodo per ossigeno disciolto FDO1100IDS****SI Analytics**

Elettrodo per ossigeno disciolto FDO1100IDS. Per applicazioni versatili. Sensore per ossigeno ottico IDS® (fotoluminescenza), stelo in plastica, sensore temperatura NTC30kOhm, 1.5 m di cavo con spina digitale.



Code	Description	Packaging
LLG06265629	Elettrodo ossigeno FDO 1100 IDS	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

