



Essiccatori in PC, Tipo 5309, 5310, Blu

Essiccatori in PC, Tipo 5309, 5310, Blu. Campana trasparente in PC e parte inferiore in PP blu. Non soggetto a rotture o implosioni in condizioni di vuoto se si seguono le istruzioni operative. La parte inferiore è resistente agli acidi ed alcali diluiti e ad altri i comuni essiccanti. Connessione per il vuoto nella parte inferiore. Il rubinetto in TFE è adatto per tubi da vuoto diam. int. 6,4 m m. Per ottenere la tenuta dell'aria è sufficiente ingrassare leggermente la superficie di tenuta. Non sono necessari anelli aggiunti vi di tenuta. L'orlo aggiuntivo sulla campana previene ristagno di grasso sui tavoli di lavoro.



Code	Description	Packaging
LLG07048802	Essiccatori da vuoto, plastica, tipo 5310, con rubinetto(non autoclavabile)	1 pz.
LLG07048801	Essiccatori da vuoto, in plastica, Nalgene tipo 5309, senza rubinetto	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

