

**Ancorette magnetiche per agitazione, cilindriche, colorate, PTFE****BOLA**

Ancorette magnetiche per agitazione, cilindriche, colorate, PTFE. Nucleo magnetico (Alnico 5) rivestito con PTFE colorato. Ancorette magnetiche cilindriche con anello centrale. Ancorette magnetiche gialle e blu disponibili a richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG06230473	Ancoretta magnetica, cilindrica, PTFE, lungh.25 mm, Ø8 mm, rossa ATTENZIONE! Ordine minimo 10 conf. o multipli di 10 conf.	1 pz
LLG06204754	Ancoretta magnetica, cilindrica, PTFE, lungh.38 mm, Ø8 mm, gialla ATTENZIONE! Ordine minimo 10 conf. o multipli di 10 conf.	1 pz
LLG06265699	Ancoretta magnetica, cilindrica, PTFE, lungh.25 mm, Ø8 mm, blu ATTENZIONE! Ordine minimo 10 conf. o multipli di 10 conf.	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

