



## Supporti rotanti per capsule petri Petriturn

Supporti rotanti per capsule petri Petriturn. Per l'inoculazione uniforme di capsule Petri. Estremamente maneggevole.

### **Petriturn-M**

Azionamento manuale della rotazione.

Estremamente robusto, adatto per operazioni protratte nel tempo.

Utilizzabile da entrambi i lati.

Per due dimensioni di capsule Petri ( $\varnothing$  90 o  $\varnothing$  150 mm), invertendo il lato.

### **Petriturn-E**

Con azionamento elettrico, numero di giri regolabile in continuo, 10-120giri/min.

Per funzionamento continuo o comandato tramite pedale.

Per capsule Petri fino a  $\varnothing$  100 mm.

12 VDC, 5 VA, alimentazione 100 - 240 V, 50/60 Hz (opzionale 115 V).

Supporto rotante per capsule Petri di altre dimensioni disponibile su richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG09520201	Supporto rotante Petriturn-M, azionamento manuale, dim. Ø160x45 h mm	1 pz.
LLG09520200	Supporto rotante Petriturn-E, azionamento elettrico, dim. Ø160x70 h mm	1 pz.
LLG09520203	Comando a pedale per Petriturn-E	1 pz.
LLG09520204	Adattatore girevole per piastre Petri con Ø fino a 150 mm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

