



Supporti rotanti per capsule petri Petriturn

Supporti rotanti per capsule petri Petriturn. Per l'inoculazione uniforme di capsule Petri.
Estremamente maneggevole.

Petriturn-M

Azionamento manuale della rotazione.

Estremamente robusto, adatto per operazioni protratte nel tempo.

Utilizzabile da entrambi i lati.

Per due dimensioni di capsule Petri (Ø 90 o Ø 150 mm), invertendo il lato.

Petriturn-E

Con azionamento elettrico, numero di giri regolabile in continuo, 10-120giri/min.

Per funzionamento continuo o comandato tramite pedale.

Per capsule Petri fino a Ø 100 mm.

12 VDC, 5 VA, alimentazione 100 - 240 V, 50/60 Hz (opzionale 115 V).

Supporto rotante per capsule Petri di altre dimensioni disponibile su richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG09520201	Supporto rotante Petriturn-M, azionamento manuale, dim. Ø160x45 h mm	1 pz.
LLG09520200	Supporto rotante Petriturn-E, azionamento elettrico, dim. Ø160x70 h mm	1 pz.
LLG09520203	Comando a pedale per Petriturn-E	1 pz.
LLG09520204	Adattatore girevole per piastre Petri con Ø fino a 150 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

