



Palloni a fondo sferico con tre colli, angolati, con giunto in vetro smerigliato, DURAN®

Lenz

Palloni a fondo sferico con tre colli, angolati, con giunto in vetro smerigliato, DURAN®. DIN 12394 ed in aggiunta allo standard. Con 2 colli laterali obliqui inclinati 20°. Coni smerigliati normalizzati.



Code	Description	Packaging
LLG06204321	Palloni a 3 colli angolati, 100 ml, centro 24/29 NS, laterali 19/26 NS	1 pz.
LLG06204852	Palloni a 3 colli angolati, 100 ml, centro 29/32 NS, laterali 19/26 NS	1 pz.
LLG07019272	Palloni a 3 colli angolati, 100 ml, centro 29/32 NS, laterali 29/32 NS	1 pz.
LLG09011953	Palloni a 3 colli angolati, 100 ml, centro 29/32 NS, laterali 14/23 NS	1 pz.
LLG09011961	Palloni a 3 colli angolati, 1000 ml, centro 29/23 NS, laterali 14/23 NS	1 pz.
LLG09011962	Palloni a 3 colli angolati, 1000 ml, centro 29/32 NS, laterali 29/32 NS	1 pz.
LLG09011963	Palloni a 3 colli angolati, 1000 ml, centro 45/40 NS, laterali 29/32 NS	1 pz.
LLG09011964	Palloni a 3 colli angolati, 1000 ml, centro 29/32 NS, laterali 19/26 NS	1 pz.
LLG09011970	Palloni a 3 colli angolati, 10000 ml, centro 45/40 NS, laterali 29/32 NS	1 pz.
LLG09011965	Palloni a 3 colli angolati, 2000 ml, centro 29/32 NS, laterali 14/23 NS	1 pz.
LLG09011966	Palloni a 3 colli angolati, 2000 ml, centro 29/32 NS, laterali 29/32 NS	1 pz.
LLG09011967	Palloni a 3 colli angolati, 2000 ml, centro 45/40 NS, laterali 29/32 NS	1 pz.
LLG06204322	Palloni a 3 colli angolati, 250 ml, centro 24/29 NS, laterali 19/26 NS	1 pz.
LLG09011955	Palloni a 3 colli angolati, 250 ml, centro 29/32 NS, laterali 14/23 NS	1 pz.
LLG09011956	Palloni a 3 colli angolati, 250 ml, centro 29/32 NS, laterali 29/32 NS	1 pz.
LLG09011957	Palloni a 3 colli angolati, 250 ml, centro 29/32 NS, laterali 19/26 NS	1 pz.
LLG06203014	Palloni a 3 colli angolati, 3000 ml, centro 29/32 NS, laterali 29/32 NS	1 pz.
LLG07615379	Palloni a 3 colli angolati, 4000 ml, centro NS 29/32, laterali NS 29/32	1 pz.
LLG09011968	Palloni a 3 colli angolati, 4000 ml, centro 45/40 NS, laterali 29/32 NS	1 pz.
LLG06202804	Palloni a 3 colli angolati, 50 ml, centro 19/26 NS, laterali 14/23 NS	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09011958	Palloni a 3 colli angolati, 500 ml, centro 29/32 NS, laterali 14/23 NS	1 pz.
LLG09011959	Palloni a 3 colli angolati, 500 ml, centro 29/32 NS, laterali 29/32 NS	1 pz.
LLG09011960	Palloni a 3 colli angolati, 500 ml, centro 29/32 NS, laterali 19/26 NS	1 pz.
LLG09011971	Palloni a 3 colli angolati, 5000 ml, centro 45/40 NS, laterali 29/32 NS	1 pz.
LLG09011969	Palloni a 3 colli angolati, 6000 ml, centro 45/40 NS, laterali 29/32 NS	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

