



Frigoriferi e congelatori da laboratorio

Arctiko

Frigoriferi e congelatori da laboratorio serie LR / LF, fino a -30 °C.

- Esterno in acciaio bianco, interno in acciaio inossidabile
- Chiusura automatica della porta
- Raffreddamento ad aria forzata
- Ripiani regolabili, ruote, chiave sulla porta, porta reversibile
- Controllo a microprocessore con display digitale
- Durata batteria di circa 72 ore per visualizzazione allarmi, registrazioni e temperature in caso di mancanza di corrente
 - Predisposti per allarme GSM
 - Predisposti per collegamento di 2 sonde aggiuntive
 - Ciclo automatico in caso di malfunzionamento sonda
 - Visualizzazione temperatura ambiente
 - Scarico automatico dei dati registrati su chiavetta USB, upload automatico di nuovo software tramite chiavetta di memoria USB
 - Protezione con password a 3 livelli, Indicazione del livello della batteria
 - Visualizzazione dei test disponibili in diverse lingue
 - Grafico temperatura, data logger integrato, interfaccia RS485/RS232
 - Memoria integrata per 30 anni
 - Allarme acustico e visivo, temperatura alto/basso regolabile
 - Allarmi: mancanza corrente, sonda guasta, strumento guasto, porta aperta
 - Contatto per allarme remoto, visualizzazione di tutti gli allarmi
 - 5 anni di garanzia sul compressore
 - Altri modelli disponibili a richiesta



Code	Description	Packaging
LLG07971187	Frigoriferi LR 1400, 1361 l, Dim. esterne 1440 x 860 x 1997 mm, Dim. interne 1320 x 685 x 1505 mm	1 pz
LLG06264456	Congelatore LF 1400, 1361 L, esterne 1440x860x1997 mm, temp. -30...-10 °C	1 pz.
LLG06283377	Congelatore LF 660-2, 2 x 288 L, esterne 720x860x1997 mm, temp.-30...-10°C	1 pz.
LLG06283375	Congelatore LF 300, 346 L, esterne 520x700x1997 mm, temp. -30...-10 °C	1 pz.
LLG06283376	Congelatore LF 500, 515 L, esterne 620x860x1997 mm, temp. -30...-10 °C	1 pz.
LLG06259589	Congelatore LF 700, 618 L, esterne 720x860x1997 mm, temperatura -30...-10°C	1 pz.
LLG06267198	Congelatore LF 100, 94 L, esterne 610x659x790 mm, temp. -30...-10 °C	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

