

**Mulino a disco PULVERISETTE 13 classic line****Fritsch**

Mulino a disco PULVERISETTE 13 classic line. Ideale per macinazioni fini intermittenti e continue di solidi duri-fragili e medio-duri nel campo della mineralogia e metallurgia, industria del vetro, industria ceramica, ricerca su terreni, rocce e suoli.

Dim. max. alimentazione: 20 mm

Produzione: fino a 150 kg/h

Dimensioni finali: da 0,1 a 12 mm

Alimentazione: 400V/3ph, 50-60Hz, 1830W

Dimensioni (L x P x H): 440 x 870 x 40 mm

Peso netto: 140 kg



Code	Description	Packaging
LLG09739001	Molino a disco "polverisette 13"	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

