




Accessori per agitatori

Heidolph

Accessori per agitatori. Agitazione a temperatura controllata



Code	Description	Packaging
LLG06229903	Sostegno fino a 6 provette Eppendorf (1.5ml) Classe	1 pz.
LLG09730021	Asta di sostegno con supporto per contenitore , Classe A	1 pz.
LLG09730045	Telaio di sostegno per 10 provette da 10 o 60 mm Classe	1 pz.
LLG09839844	Supporto con 2 rulli di tensione , Classe B	1 pz.
LLG09839816	Molla di supporto tipo 1 per beuta 25 ml max. 36/vassoio Classe B-C-D- E	1 pz.
LLG09839817	Molla di supporto tipo 2 per beuta 50 ml max. 36/vassoio Classe B-C-D- E	1 pz.
LLG09839818	Molla di supporto tipo 3 per beuta 100 ml, max. 23/vassoio Classe B-C-D- E	1 pz.
LLG09839819	Molla di supporto tipo 4 per beuta 250 ml, max. 12/vassoio Classe B-C-D- E	1 pz.
LLG09839820	Molla di supporto tipo 7 per beuta 2 L, max. 3/vassoio Classe B-C-D- E	1 pz.
LLG09839821	Molla di supporto tipo 5 per beuta 500 ml max. 9/vassoio Classe B-C-D- E	1 pz.
LLG09839822	Molla di supporto tipo 6 per beuta 1 L max. 5/vassoio Classe B-C-D- E	1 pz.
LLG09839841	Supporto per max.49 provette Ø 12 mm x L. 80mm , Classe C	1 pz.
LLG09839842	Supporto per max. 36 provette Ø 16 mm x L. 80mm , Classe C	1 pz.
LLG09839814	Vassoio universale forato 1000 Classe D	1 pz.
LLG09839861	Supporto per max. 22 beute da 25 ml, Classe D	1 pz.
LLG09839862	Supporto per max. 14 beute da 50 ml, Classe D	1 pz.
LLG09839863	Supporto per max. 9 beute da 100ml , Classe D	1 pz.
LLG09839864	Supporto per max. 5 beute da 250 ml, Classe D	1 pz.
LLG09839865	Supporto per max. 4 beute da 500 ml, Classe D	1 pz.
LLG09839866	Supporto per max. 2 beute da 1000 ml, Classe D	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09839869	Supporto universale con 2 rulli , Classe D	1 pz.
LLG09839870	Rullo di ricambio , Classe D	1 pz.
LLG09839871	Supporto per 4 imbuti separatori conici da 50 o 100 ml, Classe D	1 pz.
LLG09839811	Telaio base per rulli di supporto. Fornito senza rulli , Classe E	1 pz.
LLG09839812	Rulli di supporto con sostegno. Ordinare almeno 2 pezzi , Classe E	1 pz.
LLG09839813	Vassoio universale forato 2000 , Classe E	1 pz.
LLG09839823	Supporto imbuti separ. tipo 1 250 ml-4/vass. 500/1000 ml-3/vass. Classe E	1 pz.
LLG09839826	Kit composto da piatto 2000 e 4 aste di supporto, Classe E	1 pz.
LLG09839827	Supporto per imbuti separatori tipo 2 per 2000 max. 2/vassoio Classe E	1 pz.
LLG09730222	Adattatore per 20 provette Ø da 10 a 18 mm, Classe F	1 pz.
LLG09730223	Adattatore universale (per beute,bottiglie, ecc.) , Classe F	1 pz.
LLG07055418	Piastra tensione per tappi per uso comuni bottiglie con Ø 94 mm Classe G	1 pz.
LLG09839808	Set di supporti per 4 bottiglie da 1 l, Classe G	1 pz.
LLG09839809	Set di supporti per 4 bottiglie da 500ml , Classe G	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

