


**Beute Erlenmeyer con giunto normalizzato, DURAN®****Lenz**

Beute Erlenmeyer con giunto normalizzato. Conformi DIN EN ISO 4797 e in aggiunta allo standard, con scala (circa volume/ml), con area per iscrizioni, materiale: DURAN®.



Code	Description	Packaging
LLG06200447	Beuta, Erlenmeyer, DURAN, 10 ml h 60 mm NS 14/23 Øest. 42 mm	1 pz.
LLG06200676	Beuta, Erlenmeyer, DURAN, 100 ml h 100 mm NS 19/26 Øest. 64 mm	1 pz.
LLG07019156	Beuta, Erlenmeyer, DURAN, 100 ml h 100 mm NS 24/29 Øest. 64 mm	1 pz.
LLG09012003	Beute, Erlenmeyer, DURAN, 100 ml, 14/23 NS, Øest. 64 mm	1 pz.
LLG09012013	Beuta, Erlenmeyer, DURAN, 100 ml, 29/32 NS, Øest. 64 mm	1 pz.
LLG09012009	Beuta, Erlenmeyer, DURAN, 1000 ml h 210 mm NS 45/40 Øest. 131 mm	1 pz.
LLG09012016	Beuta, Erlenmeyer, DURAN, 1000 ml, 29/32 NS, Øest. 131 mm	1 pz.
LLG07019164	Beuta, Erlenmeyer, DURAN, 200 ml h 125 mm NS 24/29 Øest. 76 mm	1 pz.
LLG09012017	Beuta, Erlenmeyer, DURAN, 200 ml, 29/32 NS, Øest. 79 mm	1 pz.
LLG09012010	Beuta, Erlenmeyer, DURAN, 2000 ml h 270 mm NS 45/40 Øest. 166 mm	1 pz.
LLG09012019	Beuta, Erlenmeyer, DURAN, 2000 ml h 270 mm NS 29/32 Øest. 166 mm	1 pz.
LLG07019150	Beuta, Erlenmeyer, DURAN, 25 ml h 70 mm NS 19/26 Øest. 42 mm	1 pz.
LLG09012001	Beute, Erlenmeyer, DURAN, 25 ml, 14/23 NS, Øest 42 mm	1 pz.
LLG06200677	Beuta, Erlenmeyer, DURAN, 250 ml h 140 mm NS 24/29 Øest. 85 mm	1 pz.
LLG06900834	Beuta, Erlenmeyer, DURAN, 250 ml h 140 mm NS 19/26 Øest. 85 mm	1 pz.
LLG09012006	Beute, Erlenmeyer, DURAN, 250 ml, 45/40 NS, Øest. 85 mm	1 pz.
LLG09012014	Beuta, Erlenmeyer, DURAN, 250 ml, 29/32 NS, Øest. 85 mm	1 pz.
LLG07070022	Beuta, Erlenmeyer, DURAN, 300 ml h 150 mm NS 24/29 Øest. 87 mm	1 pz.
LLG09012007	Beuta, Erlenmeyer, DURAN, 300 ml h 150 mm NS 45/40 Øest. 87 mm	1 pz.
LLG09012018	Beuta, Erlenmeyer, DURAN, 300 ml, 29/32 NS, Øest. 87 mm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG06900828	Beuta, Erlenmeyer, DURAN, 3000 ml h 270 mm NS 45/40 Øest. 185 mm	1 pz.
LLG06900839	Beuta, Erlenmeyer, DURAN, 50 ml h 85 mm NS 19/26 Øest. 51 mm	1 pz.
LLG07019155	Beuta, Erlenmeyer, DURAN, 50 ml h 85 mm NS 24/29 Øest. 51 mm	1 pz.
LLG09012002	Beute, Erlenmeyer, DURAN, 50 ml, 14/23 NS, Øest. 51 mm	1 pz.
LLG09012012	Beuta, Erlenmeyer, DURAN, 50 ml, 29/32 NS, Øest. 51 mm	1 pz.
LLG07400404	Beuta, Erlenmeyer, DURAN, 500 ml h 175 mm NS 24/29 Øest. 105 mm	1 pz.
LLG09012008	Beute, Erlenmeyer, DURAN, 500 ml, 45/40 NS, Øest. 105 mm	1 pz.
LLG09012015	Beuta, Erlenmeyer, DURAN, 500 ml, 29/32 NS, Øest. 105 mm	1 pz.
LLG07607913	Beuta, Erlenmeyer, DURAN, 5000 ml h 360 mm NS 45/40 Øest. 220 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

