

**Agitatore a rotazione uniSHAKER 2****LLG Labware**

Agitatore a rotazione uniSHAKER 2. Agitatore multifunzione con tappetino antiscivolo, perfetto per agitare sangue, senza formazione di schiuma, in provette da centrifuga. Adatto per varie provette e piastre.

Caratteristiche

Tipo di movimento: rotatoria oscillante

Angolo di rotazione: 20°

Velocità: fissa, 20 rpm

Carico max.: 1,6 kg

Temperatura ambiente ammessa: da 4 a 45 °C

Dimensioni piattaforma (LxP): 202,5x152,5 mm

Dimensioni esterne (LxPxH): 202,5x152,5x202,5 mm

Peso: 2 kg

Garanzia: 3 anni



Code	Description	Packaging
LLG06263640	Agitatore uniSHAKER 2	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

