



## Utensili speciali di dispersione per T50 digital

IKA

Utensili speciali di dispersione per T50 digital. R 50 albero agitatore high speed. Con l'albero agitatore R 50 è possibile trasformare con semplicità il gruppo motore T 50 digital in un agitatore ad alta velocità che eroga ben 700 Watt ad una velocità di 10.000 rpm per miscele rapide, operazioni di dissoluzione e distacco di pigmenti agglomerati. L'albero conico è supportato da cuscinetti a sfere e gli utensili di miscelazione sono svitabili. Per una maggiore sicurezza di lavoro, l'utensile di miscelazione è protetto da una gabbia. S 50 N - W 80 SMK Testa di miscelazione a getto. Questa testa a getto guidato serve a ridurre i tempi di miscelazione e di dissoluzione. Il flusso verticale e le alte velocità tangenziali fino a 10.000 rpm garantiscono una miscelazione di massima intensità. Applicazioni idonee sono il dosaggio di gas o liquidi, la sospensione priva di agglomerati di polveri difficilmente solubili, oppure la dissoluzione di sostanze sedimentate, già indurite. S 50 N - W 65 SK Coltello rotore. Per tritare pezzi di grandi dimensioni (fino a 50mm) di materiale fibroso, come ad esempio parti di piante, verdura e frutta.



Code	Description	Packaging
LLG09571350	Utensile R 50, max. immersione 180 mm, vol. lavorazione 0,25-30 L	1 pz.
LLG09570922	Utensile S 50 N - W 65 SK, max. immersione 350 mm, vol. lavorazione 1-10 L	1 pz.
LLG09570926	Utensile S 50 N - W 80 SMK, max. immersione 350 mm, vol. lavorazione 1-50 L	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

