

**Omogenizzatore a ultrasuoni, SONOPULS HD 4100****Bandelin**

Omogenizzatore ad ultrasuoni, SONOPULS HD 4100. Per volumi fino a 250 ml. Apparecchiatura base pronta all'uso per volumi da 2 ml a 250 ml composta da:- generatore GM 4100- convertitore ultrasuoni UW 100- attacco standard SH 100 G- sonda titanio TS 103, diam. 3mm Produzione max. HF 100 Weff



Code	Description	Packaging
LLG09650152	Omogeneizzatore a ultrasuoni HD 4100	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

