

**Testate singolo canale per pompe SP quick****Heidolph**

Testate singolo canale per pompe SP quick. SP quick- facile e comodo cambio del tubo- basso impulso grazie al sistema a 5 rulli- testa della pompa con cuscinetti a sfera- rulli in acciaio inossidabile- per tubi con spessore (wt) 1.6mm o 2.5mm- a seconda del motore e dei tubi, la portata varia tra 0.4 e 3300ml/min



Code	Description	Packaging
LLG09829250	Testate pompe PD 5001/5101/ 5201, Spess. tubo 1,6, Portata 0,3-3300 ml/min	1 pz.
LLG09829251	Testate pompe PD 5001/5101/ 5201, Spess. tubo 2,5, Portata 0,3-3300 ml/min	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

