

## **Dosatore a vibrazione DR 100**

Retsch

## Dosatore a vibrazione DR 100

Per l'alimentazione continua e automatica di materiali sfusi in divisori di campioni, mulini, bilance o strumenti analitici e di misurazione. Adatto anche per riempire, dosare, ripartire e applicare. Universalmente utilizzabile, per risultati accurati e riproducibili.

- -Azionamento potente per un'alimentazione uniforme e continua del materiale
- -L'altezza del letto del materiale e il flusso del volume possono essere regolati in modo variabile
- -Impostazione digitale della velocità e del tempo
- -Unità compatta di controllo e alimentazione
- -Scivolo a innesto facile da pulire

La fornitura dell'unità completa include: unità di alimentazione, scivolo a innesto 40 mm, imbuto e staffa di montaggio.

Ulteriori accessori di alimentazione e scivoli ad innesto sono disponibili come accessori.

















