

**Dosatore a vibrazione DR 100****Retsch GmbH****Dosatore a vibrazione DR 100**

Per l'alimentazione continua e automatica di materiali sfusi in divisori di campioni, mulini, bilance o strumenti analitici e di misurazione. Adatto anche per riempire, dosare, ripartire e applicare. Universalmente utilizzabile, per risultati accurati e riproducibili.

- Azionamento potente per un'alimentazione uniforme e continua del materiale
- L'altezza del letto del materiale e il flusso del volume possono essere regolati in modo variabile
- Impostazione digitale della velocità e del tempo
- Unità compatta di controllo e alimentazione
- Scivolo a innesto facile da pulire

La fornitura dell'unità completa include: unità di alimentazione, scivolo a innesto 40 mm, imbuto e staffa di montaggio.

Ulteriori accessori di alimentazione e scivoli ad innesto sono disponibili come accessori.



Code	Description	Packaging
LLG09739305	Dosatore a vibrazione DR 100	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

