

**Distributore di campioni PT100 con alimentatore a vibrazione DR 100****Retsch**

Distributore di campioni PT100 con alimentatore a vibrazione DR 100. Testata divisoria rotante per una rappresentativa divisione dei campioni con una estremamente elevata accuratezza nella divisione. Rapida e semplice gestione dei contenitori campione grazie alle molle a rilascio rapido. DR 100/40: circa 10 kg, 220-240V, 50Hz. Fornito con: PT 100 completo di testata a 8 uscite a rapido rilascio del campione, dosatore a vibrazione DR 100/40 e 10 bottiglie per campioni (250ml).



Code	Description	Packaging
LLG09739147	Divisore di campioni PT 100 Tipo	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

