

**Mulino a coltelli GRINDOMIX GM 200 / GM 300****Retsch**

Mulino a coltelli GRINDOMIX GM 200 / GM 300. I Mulini a coltelli Grindomix GM 200 e GM 300 sono adatti per la rapida e riproducibile riduzione delle dimensioni ed omogenizzazione di cibo e materie prime per mangimi. Possono processare sostanze con un alto contenuto di acqua, olio o grasso, così come possono processare velocemente ed in modo affidabile prodotti secchi, soffici e medio-duri.

**Caratteristiche:**

- Macinazione ed omogenizzazione molto veloce e riproducibile di prodotti alimentari
  - Motore industriale a velocità controllata
  - Accessori per la macinazione autoclavabili
  - Per volume campioni fino a 700 mL (GM 200) o 4500 mL (GM 300)
  - Display digitale del tempo di macinazione e velocità
  - Intervallo di funzionamento possibile
  - Coperchio gravimetrico opzionale per la regolazione automatica del volume della camera di macinazione
  - Possono essere memorizzate 10 combinazioni di parametri (GM 300)
  - Alimentazione possibile: diversi voltaggi, connessione: 220-240 V, 50-60 Hz
- Forniti con:

**GM 200** completo con contenitore in plastica da 1 litro, coperchio standard e coltello in acciaio inossidabile

**GM 300** completo con contenitore in plastica da 5 litri, coperchio standard, coltello in acciaio inossidabile e raschietto



| Code        | Description   | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09738500 | Molino Grindomix GM 300 dim.max carico 130mm max 4,5 L dim. 44x44x34 cm | 1 pz.     |
| LLG06310086 | Molino a coltelli GRINDOMIX GM 200, 2000/14000 rpm, Volume max 700ml    | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

