

**Mulino a coltelli GRINDOMIX GM 200 / GM 300****Retsch**

Mulino a coltelli GRINDOMIX GM 200 / GM 300. I Mulini a coltelli Grindomix GM 200 e GM 300 sono adatti per la rapida e riproducibile riduzione delle dimensioni ed omogenizzazione di cibo e materie prime per mangimi. Possono processare sostanze con un alto contenuto di acqua, olio o grasso, così come possono processare velocemente ed in modo affidabile prodotti secchi, soffici e medio-duri.

Caratteristiche:

- Macinazione ed omogenizzazione molto veloce e riproducibile di prodotti alimentari
 - Motore industriale a velocità controllata
 - Accessori per la macinazione autoclavabili
 - Per volume campioni fino a 700 mL (GM 200) o 4500 mL (GM 300)
 - Display digitale del tempo di macinazione e velocità
 - Intervallo di funzionamento possibile
 - Coperchio gravimetrico opzionale per la regolazione automatica del volume della camera di macinazione
 - Possono essere memorizzate 10 combinazioni di parametri (GM 300)
 - Alimentazione possibile: diversi voltaggi, connessione: 220-240 V, 50-60 Hz
- Forniti con:

GM 200 completo con contenitore in plastica da 1 litro, coperchio standard e coltello in acciaio inossidabile

GM 300 completo con contenitore in plastica da 5 litri, coperchio standard, coltello in acciaio inossidabile e raschietto



Code	Description	Packaging
LLG09738500	Mulino Grindomix GM 300 dim.max carico 130mm max 4,5 L dim. 44x44x34 cm	1 pz.
LLG06310086	Mulino a coltelli GRINDOMIX GM 200, 2000/14000 rpm, Volume max 700ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

