

**Pinzetta per membrane****Ideal-tek**

Pinzetta per membrane. Prodotta in Svizzera. In acciaio austenitico. Non magnetizzabile. Buona resistenza alla corrosione e a molti prodotti chimici, sali e acidi. Piatta, con punte tonde e bordi arrotondati. Ideale per manipolazione sicura di membrane di trasferimento.



Code	Description	Packaging
LLG09160131	Pinzette ad alta precisione, in acciaio inox, lungh. 115 mm	1 pz.
LLG06269622	Pinzette per Membrane, Forma punte lisce e piatte, Lungh. 120 mm	1 PZ
LLG06272053	Pinzette per Membrane, Forma sottile, quadrata, punte curve, Lungh. 105 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

