

**Lavavetreria PG 8583 / PG 8593****Miele**

Lavavetrerie PG 8583 / PG 8593 CD / PG 8593 PG 8583.

- Capacità per ciclo: ad es. 128 bottiglie da laboratorio o 98 pipette insieme ad altra vetreria da laboratorio
  - Utilizzo efficiente delle risorse con la pompa di riscaldamento a velocità variabile
  - Monitorato per affidabilità: lavaggio della pressione e controllo del braccio spray
  - Comoda assistenza asciugatura: funzione EcoDry
  - Sicurezza totale: possibile Link alla documentazione di processo
  - A seconda della versione, fino a 2 pompe dosatrici integrate per prodotti liquidi PG 8593
  - In aggiunta con essiccazione ad aria calda integrata DryPlus PG 8583 CD
  - In aggiunta con il monitoraggio della conducibilità
  - Asciugatura efficiente ad aria calda: Dry Plus
  - Due pompe dosatrici integrate (detergenti liquidi, agenti neutralizzanti)
  - Possibilità di impostazione degli agenti chimici (3 x 5 L / 2x 10 L)
- In diversi paesi sono disponibili diverse versioni della macchina di lavaggio-disinfettore Miele (tipo, connessioni elettriche ecc.)

**Caratteristiche**

- Dimensioni (L x P x H): 600 x 600 x 835 (820 senza coperchio) mm
- PG 8583 + PG 8593: 600x600x835 (820 senza coperchio) mm
- PG 8583 CD: 900 x 600 x 820 mm
- Controllo: TouchControl
- Collegamento acqua: 2x acqua fredda, acqua calda e demin.
- Alimentazione: 3N AC / 400 V / 50 Hz / 9.3 kW



Code	Description	Packaging
LLG06287715	Lavavetriere PG 8583 CD, pompa acqua deminer., connessione conduc. acqua	1 pz.
LLG06266427	Lavavetriere PG 8583 / PG 8593 CD / PG 8593, Dispensatore per liquidi, Tipo PG 8583, Alloggiamento bianco	1 pz.
LLG06266429	Lavavetriere PG 8583 / PG 8593 CD / PG 8593, Tipo PG 8583, Alloggiamento acciaio inox dispensatore per liquidi	1 pz.
LLG06266431	Lavavetriere PG 8583 / PG 8593 CD / PG 8593, Tipo PG 8583, Alloggiamento acciaio inox dispensatore per liquidi	1 pz.
LLG06266433	Lavavetriere PG 8583 / PG 8593 CD / PG 8593, Tipo PG 8583, Alloggiamento acciaio inox dispensatore per liquidi, applicazione olio	1 pz.
LLG06266426	Lavavetriere PG 8583 / PG 8593 CD / PG 8593, Dispensatore per polveri, Tipo PG 8583, Alloggiamento bianco	1 pezzo
LLG06266428	Lavavetriere PG 8583 / PG 8593 CD / PG 8593, Dispensatore per polveri, Tipo PG 8583, Alloggiamento acciaio inossidabile	1 pz.
LLG06266430	Lavavetriere PG 8583 / PG 8593 CD / PG 8593, Tipo PG 8583, Alloggiamento acciaio inox dispensatore per polveri	1 pz.
LLG06266432	Lavavetriere PG 8583 / PG 8593 CD / PG 8593, Tipo PG 8583, Alloggiamento acciaio inox dispensatore per polveri, applicazione olio	1 pz.
LLG06266435	Lavavetriere PG 8583 / PG 8593 CD / PG 8593, Tipo PG 8593, Alloggiamento acciaio inox con monitoraggio conducibilità e modulo DOS	1 pz.
LLG06266434	Lavavetriere PG 8583 / PG 8593 CD / PG 8593, Tipo PG 8593, Alloggiamento acciaio inox con modulo DOS	1 pz.
LLG06266436	Lavavetriere PG 8583 / PG 8593 CD / PG 8593, Tipo PG 8593, Alloggiamento acciaio inox con modulo DOS, adatto per applicazione olio	1 pz.
LLG06269767	Lavavetriere PG 8583 CD, con modulo di connessione conducibilità acqua	1 pz.
LLG06280201	Lavavetriere PG 8583 CD, modulo connessione conduc.acqua, applicazione olio	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

