

**Pompe peristaltiche multicanale C4 / C8 / C12****Heidolph**

Pompe peristaltiche multicanale C4 / C8 / C12. - Dosatore simultaneo per pompe fino a 12 canali.- Adattatore multicanale che permette la combinazione con i motori pompa PD 5001, PD 5101 e PD 5201.- Portata da 5 ml/min a 336 ml/min.- Dosaggio separato in diversi contenitori.- Tubi di materiale vario per le diverse applicazioni.- Risparmio di tempo: cambio del tubo in un secondo- In aggiunta alla testa standard con sistema a 4 rulli si può scegliere la testa della pompa a 8 rulli per bassa pulsazione- Cambio facile dei canali, anche durante l'utilizzo - senza restrizioni- Cambio e regolazione molto semplice dei canali, basta un click per posizionarli- Non occorre acquistare nessun motore aggiuntivo: aggiorna il tuo motore della pompa a singolo canale con un solo adattatore per usarla come multi-canale e prendi la configurazione del canale che serve per la tua applicazione



Code	Description	Packaging
LLG09829288	Canale piccolo, Portata: 0,005 - 40,8 ml/min	1 pz.
LLG09829289	Canale medio, Portata: 0,29 - 25,2 ml/min	1 pz.
LLG09829290	Canale grande, Portata: 1,0 - 336 ml/min	1 pz.
LLG09829287	Pompa peristaltica multicanale, Tipo C12 per max 12 canali piccoli	1 pz.
LLG09829285	Pompa peristaltica multicanale, Tipo C4 per max 4 canali piccoli	1 pz.
LLG09829286	Pompa peristaltica multicanale, Tipo C8 per max 8 canali medi/4 grandi	1 pz.
LLG09829291	Adattatore multicanale	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

