

**Sacchetti per campioni Whirl-Pak®Thio-Bag®****Nasco**

Sacchetti per campioni Whirl-Pak®Thio-Bag®. I sacchetti Whirl-Pak®Thio-Bag® sono particolarmente indicati per campionare acque clorate che provengono ad esempio da piscine. Ogni sacchetto sterile contiene una tavoletta atossica e non nutritiva contenente 10 mg di sodio tiosolfato attivo che neutralizza il cloro al momento della raccolta. Il sacchetto è approvato EPA ed ha i benefici aggiuntivi di risparmio di tempo, costi, spazio di conservazione, costi di smaltimento e sostituzione dei contenitori per i campioni. Il cod. LLG06266300 ha un'utile striscia di scrittura e due linee di riempimento, a 4 oz e 100 ml, per aiutare a raccogliere la giusta quantità di acqua richiesta da metodo Standard (le linee di riempimento sono approssimative). Il cod. LLG06266301 contiene tre volte la quantità di Sodio Tiosolfato rispetto al più piccolo Thio-Bag® e contiene 300ml quando viene riempito fino alla parte superiore della striscia bianca di scrittura (linea di riempimento).



Code	Description	Packaging
LLG06266301	Sacchetto con tiosolfato Whirl-Pak®Thio-Bag®, 300 ml, 115x230 mm	100 pz.
LLG06266300	Sacchetto con tiosolfato Whirl-Pak®Thio-Bag®, 100 ml, 75x185 mm	100 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

