

**Sacchetti con filtro Whirl-Pak®Filter, PE, sterili****Nasco**

Sacchetti con filtro Whirl-Pak®Filter, PE, sterili. Tutti i sacchetti utilizzano lo stesso materiale filtrante. Questi sacchetti speciali contengono un terzo strato di polietilene finemente perforato che filtra i solidi nel campione, quando viene usato in un omogenizzatore a lame. Questo consente il facile pipettaggio del campione. Il diametro del foro nel tessuto filtrante misura 0,33 mm e ci sono 285 fori per cm quadrato. Il filtro è sigillato all'interno del perimetro del sacchetto ai lati e sul fondo, permettendo al campione di poter essere inserito nel sacchetto da entrambi i lati. Il liquido verrà trasferito tramite il filtro, ma i solidi resteranno dall'altro lato.



Code	Description	Packaging
LLG07970783	Sacchetto con filtro Whirl-Pak® filter, 710 ml, 150x230 mm	250 pz.
LLG06263368	Sacchetto con filtro Whirl-Pak® filter, 1627 ml, 190x300 mm	250 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

