

**Sacchetti con filtro Whirl-Pak®Filter, PE, sterili****Nasco**

Sacchetti con filtro Whirl-Pak®Filter, PE, sterili. Tutti i sacchetti utilizzano lo stesso materiale filtrante. Questi sacchetti speciali contengono un terzo strato di polietilene finemente perforato che filtra i solidi nel campione, quando viene usato in un omogenizzatore a lame. Questo consente il facile pipettaggio del campione. Il diametro del foro nel tessuto filtrante misura 0,33 mm e ci sono 285 fori per cm quadrato. Il filtro è sigillato all'interno del perimetro del sacchetto ai lati e sul fondo, permettendo al campione di poter essere inserito nel sacchetto da entrambi i lati. Il liquido verrà trasferito tramite il filtro, ma i solidi resteranno dall'altro lato.



Code	Description	Packaging
LLG07970783	Sacchetto con filtro Whirl-Pak® filter, 710 ml, 150x230 mm	250 pz.
LLG06263368	Sacchetto con filtro Whirl-Pak® filter, 1627 ml, 190x300 mm	250 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

