

**Raccordi per distillazione, tubo DURAN®****Lenz**

Raccordi per distillazione, tubo DURAN®. Prodotti da tubo DURAN®. DIN 12594. Collo medio. Testa di distillazione con cono femmina, p er termometro 14/23 e 2 coni maschi, di cui uno inclinato 75°.



Code	Description	Packaging
LLG09012173	Testa di distillazione Coni: verticale 29/32 NS, obliquo 29/32 NS, 14/23 NS	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

