



Bottiglie per campioni di latte

Gerber

Bottiglie per campioni di latte.



Code	Description	Packaging
LLG06266500	Bottiglia campionamento latte 50ml, in vetro, 4 marcature 10/20/3040mm	1 pz.
LLG06266502	Bottiglia campionamento latte 50ml, in plastica, tappo a scatto	1 pz.
LLG06266501	Tappo in gomma per bottiglie LLG06266500	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

