



Supporto bottiglie per campioni di Latte, acciaio inossidabile

Gerber

Supporto bottiglie per campioni di Latte, acciaio inossidabile. Maglie: 35 x 35 mm



Code	Description	Packaging
LLG06266505	Supporto per 11x11 bottiglie per campioni latte	1 pz.
LLG06266503	Supporto per 3x7 bottiglie per campioni latte	1 pz.
LLG06266504	Supporto per 4x7 bottiglie per campioni latte	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

