



## Misuratore multiparametrico ProfiLine Multi 3320

Misuratore multiparametrico ProfiLine Multi 3320. Il Multi 3320 per la misura di pH, ORP, conducibilità e ossigeno disciolto (elettrochimico) è un misuratore ideale per applicazioni ambientali per misurazioni di acque sotterranee e superficiali, acquacoltura, impianti di trattamento di acque di scarico e molto altro. Il Multi 3320 ha un robusto alloggiamento impermeabile (IP 67) e una memoria con data logger con intervalli regolabili tra 1 s e 60 min. La tastiera funziona anche se si indossano guanti ed è facile da pulire sotto acqua corrente.

- Due ingressi per misurazione simultanea di pH e conducibilità oppure pH ed ossigeno disciolto
  - Display grafico retroilluminato per uscita parallela dei valori misurati
  - Tutti i convenzionali elettrodi WTW per pH, ISE, celle conduttometriche e sensori galvanici per ossigeno possono essere collegati a questo misuratore
    - Interfaccia USB impermeabile

La fornitura del Multi 3320 Set 1 include: misuratore professionale di pH e conducibilità per misure mobili. Misuratore in valigetta con elettrodo SenTix® 41, sensore per ossigeno CellOx® 325, cella conduttometrica TetraCon® 325, accessori per sensore, manuale, stativo, beaker, CD-ROM, guida software per USB, batterie, cavo.

### Caratteristiche

Range di misura / Risoluzione

- pH:  $-2.000 \frac{1}{4} 19.999 \pm 0.005$  pH
- mV:  $-2500 \dots +2500 \pm 1$  mV
- ISE (mg/l,  $\mu$ mol/l, mg/kg, ppm, %):  $0.000 \frac{1}{4} 999999$
- Concentrazione O<sub>2</sub>: 0,00 ... 20,00 mg/l or 0,0 ... 90,0 mg/l\*
- Saturazione O<sub>2</sub>: 0,00 ... 200,0 % or 0,0 ... 600 %\*
- Pressione parziale O<sub>2</sub>: 0,0 ... 200,0 hPa, 0 ... 1250 hPa\*



- Conducibilità: 0.000  $\mu\text{S}/\text{cm}$  ... 1000  $\text{mS}/\text{cm}$
- Salinità: 0.0 ... 70.0 TDS: 0 mg ... 199.9 g/l
- Temperatura:  $-5.0 \frac{1}{4} 105.0 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0.1 \text{ }^\circ\text{C}$
- Memoria: manualmente 200 / automaticamente 5000
- Alimentazione: 4 x 1.5 V AA or 4 x 1.2 V NiMH batterie
- Classe di protezione: IP 67

| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG07660051 | Misuratore Multi 3320 Set 1, con SenTix®41, TetraCon®325, Cellox®325 e acc. | 1 pz.     |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

