

**Sacchetti per smaltimento, PP****LLG Labware**

Sacchetti per smaltimento, PP. Costruito con film di PP molto forte con ampia cucitura alla base, per lo smaltimento di contaminanti in laboratorio. Quando si autoclava, il collo del sacchetto deve essere aperto. Spessore film: 50 µm.



Code	Description	Packaging
LLG09404020	Sacchetto, molto trasparente, Largh. 200 mm, Lungh. 300 mm, 1.5 litri, Autoclavabile a 121 °C, Scatola dispenser da 100 sacchetti	100 pz
LLG09404100	Sacchetto, molto trasparente, Largh. 300 mm, Lungh. 500 mm, 6.0 litri, Autoclavabile a 121 °C, Scatola da 500 sacchetti	500 pz
LLG09404101	Sacchetto, molto trasparente, Largh. 400 mm, Lungh. 780 mm, 22.0 litri, Autoclavabile a 121 °C, Scatola da 500 sacchetti	500 pz
LLG09404102	Sacchetto, molto trasparente, Largh. 600 mm, Lungh. 800 mm, 32.0 litri, Autoclavabile a 121 °C, Scatola da 500 sacchetti	500 pz
LLG09404104	Sacchetto, molto trasparente, Largh. 700 mm, Lungh. 1100 mm, 72.0 litri, Autoclavabile a 121 °C, Scatola da 350 sacchetti	350 pz
LLG09404099	Sacchetto, standard, Largh. 200 mm, Lungh. 300 mm, 1.5 litri, Autoclavabile a 134 °C, Scatola dispenser da 100 sacchetti	100 pz
LLG09404103	Sacchetto, standard, Largh. 600 mm, Lungh. 780 mm, 32.0 litri, Autoclavabile a 134 °C, Scatola da 100 sacchetti	100 pz
LLG09404105	Sacchetto, standard, Largh. 700 mm, Lungh. 1100 mm, 72.0 litri, Autoclavabile a 134 °C, Scatola da 75 sacchetti	75 pz
LLG09404220	Sacchetto, standard, Largh. 300 mm, Lungh. 500 mm, 6.0 litri, Autoclavabile a 134 °C, Scatola da 500 sacchetti	500 pz
LLG09404221	Sacchetto, standard, Largh. 400 mm, Lungh. 780 mm, 22.0 litri, Autoclavabile a 134 °C, Scatola da 250 sacchetti	250 pz
LLG09404222	Sacchetto, standard, Largh. 500 mm, Lungh. 780 mm, 25.0 litri, Autoclavabile a 134 °C, Scatola da 250 sacchetti	250 pz
LLG09404223	Sacchetto, standard, Largh. 600 mm, Lungh. 780 mm, 32.0 litri, Autoclavabile a 134 °C, Scatola da 250 sacchetti	250 pz
LLG09404224	Sacchetto, standard, Largh. 700 mm, Lungh. 1100 mm, 72.0 litri, Autoclavabile a 134 °C, Scatola da 250 sacchetti	250 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

