



Turbidimetri Turb 430

Turbidimetri Turb® 430. I turbidimetri Turb® 430 IR conforme DIN ISO 27027 e Turb® 430 T conforme US EPA 180.1 rispettano le richieste delle misurazioni nefelometriche a luce diffusa a 90° per l'acqua potabile con alta precisione, specialmente nel range < 1 NTU. Il range di misura è compreso tra 0 - 1100 NTU/FNU con commutazione automatica del range di misura ed è perciò adatto sia per analisi acque che per controllo qualità per gasolio, colture cellulari e nelle industrie alimentari e delle bevande. La misura e la calibrazione automatica su 3 punti sono auto-esplicative e controllate da menù. La calibrazione si effettua tramite un set standard AMCO Clear® (0.02-10-1000 NTU). E' possibile memorizzare fino a 1000 set di dati incluso il numero ID del campione e successivamente estrarre la conformità GLP tramite il software PC LSdata. La garanzia della qualità dei risultati misurati è supportata impostando con la documentazione dell'intervallo di calibrazione.

La fornitura include:

Turb® 430 IR / Turb® 430 T: Turbidimetro con set di calibrazione 0.02-10.0-100 NTU

Turb® 430 IR/SET / Turb® 430 T/SET: Turbidimetro in valigetta, con inserto tavola, set di calibrazione 0.02-10.0-100 NTU, software PC LSdata, accessori.

Caratteristiche

- Range di misura: NTU da 0 a 1100 FNU da 0 a 1100
- Risoluzione: 0.01 nel range da 0.00 a 9.99 0.1 nel range da 10 a 99.90 1 nel range da 100 a 1100
- Accuratezza: ± 0.01 NTU or $\pm 2\%$ del valore misurato
- Riproducibilità: 0.01 NTU or $< 0.5\%$ del valore misurato
- Dimensioni cella: 28 x 60 mm, volume campione 20 ml
- Alimentazione: 4 x AA batterie per circa 3000 misure



Code	Description	Packaging
LLG09923603	Turbidimetri Turb 430 IR/SET, con LED infrarossi	1 pz.
LLG07650036	Turbidimetri Turb 430 T, con lampada tungsteno	1 pz.
LLG09923604	Turbidimetri Turb 430 T/SET, con lampada al tungsteno	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

